

PRO

THERA
TRAINER



THERA-Trainer bemo

Wake up and move

Mobilisation dans les unités de rééducation
précoce et de soins intensifs

L I F E I N M O T I O N

Chaque jour compte

Les directives internationales recommandent que les patients soient mobilisés deux fois par jour pendant au moins 20 minutes dans les trois premiers jours suivant leur admission aux soins intensifs.



« La mobilisation précoce au sein des unités de soins intensifs et de rééducation fait partie intégrante d'un traitement réussi. Elle permet d'améliorer nettement le pronostic à long terme, de réduire la durée d'hospitalisation et de diminuer la mortalité. Un simple mouvement de pédalage passif avec un vélo de lit favorise une régénération plus rapide du système neuromusculaire, ralentit la dégradation musculaire, régule le tonus et stimule le système cardiovasculaire et le métabolisme. Le patient bénéficie ainsi d'une meilleure mobilité et se tient debout plus facilement. Des études ont démontré l'efficacité de l'entraînement : La distance de marche lors du test de marche pendant 6 minutes a pu être fortement augmentée. De plus, les chances de pouvoir à nouveau marcher de manière indépendante ont augmenté de près d'un tiers. Grâce à la simplicité d'utilisation et au peu d'efforts à fournir, j'ai moins de mal à motiver les patients à suivre davantage de séances de thérapie et à les mobiliser conformément aux directives. »

Tobias Giebler

Physiothérapeute reconnu, diplômé de la Clinique universitaire de Tübingen

THERA-soft®
connectable +

THERA-Trainer bemo Efficace | Sûr | Polyvalent



Convient à tous les supports couchés

Flexible, le THERA-Trainer bemo peut être facilement transporté d'un lit à l'autre. La solution de portail brevetée permet une utilisation pour presque tous les types de lits.



Temps d'installation minimal

L'installation de THERA-Trainer bemo est aussi simple que rapide. En deux minutes, il peut être positionné et utilisé de manière optimale grâce au réglage électrique de la hauteur.



Utilisation intuitive

Il suffit d'un clic pour activer le THERA-Trainer bemo. Tous les paramètres d'entraînement importants comme la vitesse, la résistance ou la durée peuvent être adaptés à tout moment.



Variabilité des fonctions et applications

L'équipement THERA-Trainer bemo est très polyvalent. Les jambes et le torse peuvent être entraînés dans presque tous les lits et toutes les positions, en position couchée ou assise.



La sécurité est une priorité absolue

Le THERA-Trainer bemo entoure le patient d'une technologie de sécurité de pointe, notamment des signaux de sécurité audiovisuels.



bemo a l'hygiène dans son ADN

L'hygiène est très importante dans un environnement clinique. C'est pourquoi le THERA-Trainer bemo permet un nettoyage et une désinfection faciles, grâce à son design entièrement cloisonné.



Astucieux système de changement rapide

Des adaptations spécifiques au patient sont possibles à tout moment grâce à la fermeture rapide brevetée et permettent de changer d'accessoires en quelques secondes.




Une technologie d'entraînement innovante

L'entraînement motorisé assisté a été spécialement conçu pour THERA-Trainer bemo – extrêmement silencieux, doux, puissant et peu vibrant.

La mobilisation précoce, clé de la réussite


- ✓ Augmente la mobilité des patients alités et réduit ainsi la durée d'alitement
- ✓ Favorise la régénération rapide du système neuromusculaire
- ✓ Empêche la dégradation rapide de la musculature
- ✓ Stimule le système cardiovasculaire, le métabolisme et le tonus musculaire
- ✓ Prolonge l'éveil des patients
- ✓ Améliore les résultats fonctionnels à long terme

Selon le patient, l'entraînement peut être actif avec la force musculaire, assisté ou passif avec une assistance motorisée.



THERA-Trainer bemo

Aperçu de notre solution globale pour toutes les phases de la réhabilitation



THERAPY – le magazine de la science

Bénéficiez d'un abonnement gratuit pour profiter deux fois par an de précieux enseignements scientifiques et pratiques sur le thème de la « thérapie assistée par des appareils ».

www.thera-trainer.com/en/therapy/subscribe



Votre interlocuteur sur place :

THERA
TRAINER

THERA-Trainer France S.A.R.L
Parc des Activités Economiques
62180 Verton | France
Tél. : 03.91.89.73.06
secretariat@thera-trainer.fr
www.thera-trainer.fr

