

La position debout et l'équilibre constituent la base de toutes les activités de la vie quotidienne.

Le THERA-Trainer balo permet un entraînement en posture statique et dynamique dans un environnement sécurisé.



Informations détaillées concernant THERA-Trainer balo

Fixation rapide de l'avant-pied	<ul style="list-style-type: none">- Réglable en hauteur sans outils- L'avant-pied est fixé avec du velcro
Fixation rapide des talons	<ul style="list-style-type: none">- Réglable en hauteur sans outils- Le talon est sécurisé avec une partie en mousse
Jeu de supports de genou	<ul style="list-style-type: none">- Pour guider/sécuriser les genoux- Réglable en hauteur, profondeur et distance sans outils- Amovible : tout l'appareil ou de manière individuelle- Pour une largeur de genou jusqu'à env. 140 cm
Jeu de supports de bassin	<ul style="list-style-type: none">- Pour soutenir le bassin lors du déplacement- Réglable en hauteur, profondeur et distance sans outils- Les supports peuvent pivoter vers le bas pour faciliter « l'entrée » de l'utilisateur- Adaptation de la longueur des foulées d'env. 220-440 cm
Système de redressement électrique	Pour la verticalisation facile
Dimensions	l x l x h = 118 cm x 78 cm x 95-125 cm
Poids	env. 77-91 kg
Taille autorisée	de 150 cm à 200 cm
Poids autorisé	140 kg max.

Essayez gratuitement

Si vous n'avez pas encore pu tester un THERA-Trainer balo dans un établissement clinique, nous vous donnons la possibilité de le faire à l'aide d'un modèle adapté à votre foyer (bien évidemment, gratuitement et sans engagement).

Nous avons éveillé votre intérêt ? Alors contactez-nous :

Tél. : 06.89.099.270
contact@thera-trainer.fr | www.thera-trainer.fr

THERA-Trainer France S.A.R.L.
Parc des Activités Economiques
62180 Verton



THERA
TRAINER

Redevenez autonome...

...grâce à l'entraîneur de posture et d'équilibre dynamique THERA-Trainer balo

Maintenez votre corps et votre esprit en forme, tout en restant chez vous.

Explorez de nouveaux mondes.

Objectifs d'entraîne- ment



Mouvement



Endurance



Force
musculaire



Système cardio-
vasculaire



Performances
intellectuelles



Bien-être

L'entraîneur de posture et d'équilibre dynamique THERA-Trainer balo vous permet d'améliorer votre équilibre, de stabiliser votre système cardio-vasculaire et de stimuler votre métabolisme. Même les sujets dont le tronc est peu ou pas stable bénéficient de cet appareil d'entraînement.

Maintenir régulièrement la posture debout de façon dynamique vous permet de

- ✓ Renforcer les muscles de vos jambes, du bassin et du tronc
- ✓ Améliorer votre équilibre et votre mobilité
- ✓ Stimuler votre système cardio-vasculaire et votre métabolisme
- ✓ Faciliter votre respiration

Vos avantages

- ✓ Entraînez-vous dans un environnement sans risque de chute
- ✓ Entraînez-vous facilement grâce à des programmes d'entraînement motivants
- ✓ Adaptez l'appareil d'entraînement à vos besoins particuliers
- ✓ Placez-vous en position verticale sans effort
- ✓ Les poignées vous permettent de sécuriser les pieds, les jambes et le bassin dans chaque position
- ✓ Sécurisez encore plus le haut du corps en cas de faible stabilité du tronc
- ✓ Un produit médical fabriqué en Allemagne



Accédez sans effort à l'entraîneur grâce
au système de redressement électrique



Adaptable à tous
les corps et à tous
les besoins



Essayez le THERA-Trainer balo
et le logiciel THERA-soft et
laissez-vous convaincre



Grâce à des exercices motivants, entraînez
vos capacités coordinatrices avec une
simplicité déconcertante.

Vos avantages

- ✓ Utilisez et explorez le logiciel de manière simple et interactive
- ✓ Adaptez individuellement les contenus à vos besoins et à vos capacités
- ✓ Profitez d'exercices passionnants
- ✓ Recevez une documentation complète sur vos progrès pendant l'entraînement

« L'appareil me redonne une sensation de sécurité et je me déplace de manière beaucoup plus stable dans la limite de mes capacités. L'appareil a été mis à ma disposition grâce à mon assurance maladie. La différence par rapport à la table à barre rigide utilisée lors de la rééducation est énorme et je ne peux que vivement recommander cet appareil. »

Monsieur W.
Atteint d'une parapésie grave après une opération des vertèbres cervicales